

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Chair Units

Treatment Equipment

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries

ソニックケア/ソニックケアキッズ

テラーメイド型電動歯ブラシ お子様のブラッシングモチベーションの向上に

ソニックケアコードレスパワーフロッサー3000

手軽に使えてお手入れしやすいコードレスモデル



2年間保証

ハンドル・充電器のみに適用

30日間返金保証

患者さんがご購入後30日間ご使用になられても効果を実感いただけない場合は、ソニックケア事務局よりご購入代金を患者さんへ直接返金いたします。

修理対応

患者さんからの修理のご依頼をソニックケアコールが直接承ります。



フィリップスWeb サイト内「ソニックケア取扱医院」掲載
お申込はこちら>>>>>>



【修理・ご相談窓口】
ソニックケアコール 0120-418-608
【受付時間】 9:00～18:00(年末年始除く)

*患者さんからの修理品の発送費はソニックケア事務局が負担いたします。
*30日間返金保証の場合、事務局への送付代金は、患者さんのご負担とさせていただきます。

ソニックケアを体感しませんか?

「体感デモ」の詳細はこちら>>>>>>



ソニックアーの音波テクノロジーによる3つの働き



ソニックアーは、粘着性の高い歯垢を効率的に除去するために、毎分約31,000ストローク*1の高速振動と、ブラシヘッドの幅広い振幅によって「音波水流」を発生させ、だ液を利用した液体流動を作ります。その「音波水流」によって、やさしく、効果的に歯垢を除去します。

フィリップス ソニックアーで歯垢除去・自然な白い歯に効果的なブラッシングを。

- 早く** 約2分というわずかな時間
- 簡単** ブラシを歯と歯ぐきに当てるだけで
- しっかり** 毛先の届きにくい部分の歯垢も落とします

日本の歯科医
歯科衛生士の利用率
No.1^{*2}
ブランド

他の電動歯ブラシにはない、3つの特長


歯垢除去力

手磨きの最大20倍^{*3}
音波水流でやさしく効果的に歯垢をかき出すサポートします




やさしい

手磨きの約50%のブラシ圧で歯と歯ぐきにやさしい^{*4}



より白く

約2日間で、最大2倍^{*5}のステインを除去



*1 フィリップス調べ
*2 FQHC 2024 Dental Professional Tracking Research 調べ
*3 プレミアムオールインワンブラシヘッド使用時/クリーンモード使用時/フィリップス調べ
*4 ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010年 Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります
*5 プラスチック版に人工ステインを塗り、プレミアムオールインワンブラシヘッドと手磨きブラシでもブラッシングによる比較/クリーンモードで市販の歯磨き粉を使用/当社調べ

電動歯ブラシ ソニックアー 全機種共通の機能



「音波水流」は全機種搭載

弱め力でスタート [イージースタート]

初心者もやさしく磨けるよう、最初の14回までは弱めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。

磨く時間の目安をお知らせ [ペーサー機能]

均等にくまなくブラッシングするために、歯磨き時間の区切りをピープ音とブラシの振動を一時停止することでお知らせします。

磨き過ぎ防止 [スマートタイマー]

設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。
※キッズのみ、キッズタイマーになります。

世界電圧対応充電式

海外でも使えるマルチ電圧対応です。
※海外でご使用の際は、国や地域に合わせて別途電源プラグアダプターをお求めください。
※定格電圧: AC100~240V 50/60Hz

その他の機能

ブラシヘッド認識機能^{*7} RFIDTM対応
ブラシヘッド使用時
ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定します。

**押し付けすぎを振動と音で伝える
過圧防止センサー**

ブラシヘッド交換お知らせ機能 RFIDTM対応
ブラシヘッド使用時
ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

ブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす

クリーンモード(2分間)
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き

歯ぐきを健康に

ガムケアモード(3分間)
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分間)

自然な白い歯に近づける

ホワイトモード(2分30秒間)
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(30秒間)

ソニックアーからの提案 ブラシのテーラーメイド

テーラーメイドとは?

歯科医師・歯科衛生士の皆様が、患者さんの口腔内状況を見た上で、患者さんの要望も聞き入れつつ専門的な立場で最もふさわしいブラシを選び、ご販売頂く販売方式を採っています。まさに専門家によるテーラーメイド(大切な患者さんのため特別に仕立てた製品)です。

患者さんの口腔内状況やニーズによって選べる8種のブラシ

出荷時にあえてブラシを同梱しない事で*大切な患者さんの口腔状況に合わせて「使ってほしいブラシ」を推奨いただけます。ハンドルと組み合わせて患者さんに合ったブラシを販売ください。

*プロテクトクリーン4700プロフェッショナルは、歯ぐきケアに特化したプレミアムガムケアを付属。



替ブラシの機能とラインナップは次項をご覧ください

多機能シリーズ

プロテクトクリーン プロフェッショナル

歯垢除去力、やさしさ、白い歯、全てを求める方へ



HX6489/01

歯科専売シリーズ

プロテクトクリーン4700 プロフェッショナル

歯垢除去力、歯ぐきの健康を求める方へ



HX6481/01
プレミアムガムケア
ブラシヘッド 1本付属

参考医院価格(税別)	19,760円	13,990円
参考患者価格(税別)	21,960円	15,550円
品目コード	202550002	202550007
搭載 ブラッシングモード	 クリーン ガムケア ホワイト 弱/中/強 強さ設定	 クリーン ガムケア 弱/中/強 強さ設定
その他の機能	 ブラシヘッド認識機能対応 センサー お知らせ機能	 過圧防止 ブラシヘッド交換 センサー お知らせ機能
付属品	海外でも使える充電器、保証書	海外でも使える充電器、保証書、 プレミアムガムケア ブラシヘッド 1本
充電時間	約48時間充電	約48時間充電
使用時間 ^{*10}	約2週間使用	約2週間使用
質量 ^{*11}	約133g	約133g
本体寸法 ^{*12} (H×W×D)	約249.5×31×28mm	約252×31×28mm
電池の種類	Li-Ion リチウムイオン電池	Li-Ion リチウムイオン電池
防水加工	IPX 7	IPX 7

*6 非接触で情報を読み書きする通信技術です *7 ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます

*10 1日2回、2分間使用した場合 *11 本体+ブラシ *12 ブラシ含む

ソニックアー 替ブラシラインナップ

正しい歯磨きをサポートするRFID* 対応ブラシヘッド

歯垢除去 歯ぐきのケア ステイン除去に	磨き残しが 目立つ方に	歯ぐきのケアに	敏感な歯と歯ぐき インプラント 知覚過敏の方に	歯垢&ステイン どちらも 気になる方に	ステインが 気になる方に	舌苔や口臭が 気になる方に
---------------------------	----------------	---------	-------------------------------	---------------------------	-----------------	------------------



販売単位	1本入	1本入	1本入	2本入	1本入	1本入	2本入
参考医院価格(税別)	2,160円	1,920円	1,920円	3,150円	1,920円	1,710円	2,400円
参考患者価格(税別)	2,400円	2,140円	2,140円	3,500円	2,140円	1,900円	2,670円
品目コード	202550114	202550105	202550106	202550118	202550107	202550100/202550101	202550117
RFID* 対応	○	○	○	○	○	○	○
歯垢除去力**	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	—
毛のやわらかさ	●●	●	●●	●●●●	●	●	—
ステイン除去	●●●●●**	●●●●**	●●**	●●**	●●●●●***	●●●●●***	—
歯間へのリーチ、 矯正	●●●●	●	●●	●●	●	●●	—

* 非接触で情報を読み書きする通信技術です
** クリーンモードで使用した場合
*** ホワイトモード使用時

記載されている各ブラシは差し込みタイプのハンドルと全て互換性があります。
ブラッシング効果を得るために、替ブラシは3ヶ月ごとの交換を推奨しています。

替ブラシの特長を動画でご覧いただけます>>>>>



モリタホームページでは患者さんへの指導や啓蒙をサポートする動画やポスターをご用意しております。ぜひアクセスいただきご利用ください!

https://www.dental-plaza.com/article/sonicare_toothbrushes/related_videos/



ダウンロードは
こちらから

ポスター



ソニックアーポスター
音波水流を全ての方に



コードレスパワーフロサポスター
X型水流で歯間汚れをスッキリ爽快



ソニックアーポスター
ソニックアー キッズアプリで楽しく歯みがき



ソニックアーポスター
3ヶ月に1回替ブラシの交換をされていますか?

手磨き派の人にも
おすすめ!

電動歯ブラシ購入前の



Q1 歯みがき剤は使用しても良いのですか?

A 歯みがき剤を使用しなくても充分効果は得られますが、使用する場合は低研磨低発泡性のものがおすすめです。歯みがき剤をつけた際は、飛び散らないよう、ブラシヘッドを口の中に入れてからスイッチを入れてください。

Q2 歯ぐきを傷つけたりしないですか?

A ソニックアーは手磨きの約半分*のブラッシング圧で使用できます。手磨きよりも負担がかかることはありません。

Q3 毎日使用した方が良いのですか?

A ソニックアーは手磨きと同じように使用できます。1日2回以上の使用がおすすめです。

*1 ホワイトプラスブラシヘッド使用時 / 2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります。

動画



ソニックアー使用方法



ソニックアー替ブラシのご紹介

ソニックアー キッズ



ソニックアー キッズは毎秒約500ストローク^{*1}の振動と振幅の組み合わせで音波水流を発生。お口の汚れをしっかりと落とします。お手持ちのスマートフォンやタブレット^{*2}に「ソニックアー キッズ」アプリをインストールして、ハンドルに内蔵のBluetooth[®]と連携すれば、アプリがお子様へ上手な歯磨き方法を指導。朝と夜、各2分間の歯磨き習慣を楽しく身につけることができます。

*1 フィリップス調べ
*2 iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
* App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。
* Bluetooth[®]のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。



-  お子様のお口の大きさに合ったブラシヘッド
-  キッズペーサー機能 ブラッシング時間の区切りを短い音でお知らせします
 キッズタイマー機能 2分で終了をお知らせします^{*}
*「さらにやさしいモード」では始めは1分間に設定。2分間まで徐々に長くなっていきます。
-  握りやすいハンドル お子様のお小さな手でも使いやすいハンドル形状
-  押しやすい電源スイッチ 大きめで押しやすく、オンオフのみで操作も簡単
-  選べる2つのモード設定
 やさしいモード
 ひとりで歯磨きができるお子様向けの標準モードです。
 さらにやさしいモード
 振動に慣れないお子様のために振動の大きさを抑えた特別モードです。
*ブラッシング時間は始めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます。



8種類のハンドルステッカーとボーナスステッカーで自分用にカスタマイズ



フィリップス ソニックアー キッズ

Philips Sonicare for Kids

HX6322/06 202550008
 参考医院価格 10,820円
 参考患者価格 12,020円

- [本体仕様]
- 商品名：フィリップス ソニックアー キッズ
 - 質量(本体+ノズル)：135.4g
 - 寸法：高さ232mm×奥行34mm×幅34mm
 - 定格電圧：AC100V、50/60Hz
 - 消費電力：充電器0.4W(充電時・100V使用時)
 - 充電時間：約24時間(フル充電の場合)
 - 使用時間：2週間(1日2回、2分間ブラッシングした場合)
 - 防水加工：IPX7
- [セット内容]
- 本体 ●キッズブラシヘッド(ミニサイズ2本入)
 - 充電器
 - ハンドルステッカー×8 ●ボーナスステッカーシート



ソニックアー キッズ用 替ブラシ (2本入)

ミニサイズ
202550113
HX6032/63
参考医院価格 3,090円
参考患者価格 3,440円



ブラシの交換について

ブラッシング効果を得るために、替ブラシは3ヶ月ごとに交換してください。また、破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。そのまま使用を続けると口腔内に傷をつける恐れがあります。

●参考医院価格および参考患者価格には消費税等は含まれておりません。



ソニックアーキッズアプリで楽しく歯磨き



- 毎日の歯磨きの前にスピーカーが歯磨きのコツを教えてください
- 画面のガイドに合わせて歯を磨きましょう
- 歯磨きの後には、プレゼントがもらえます。おやつをあげたりおしゃべりをさせてあげよう!

アプリについて詳しくは、ソニックアー キッズのWEBサイトをご覧ください。



「App Store」で「ソニックアー キッズ」と検索

<http://www.philips.co.jp/c-m-pe/sonicarekids>
 こちらからもアクセスできます→



ソニックアークコードレスパワーフロッサー 3000



NEW



X型水流*で 歯間の食べカス・汚れもスッキリ爽快!

*カドストリームノズル使用時

手軽に使えるお手入れしやすいコードレスモデル



当ててスライドさせるだけ

ノズルの先端を歯の間に当て、歯ぐきに沿ってスライドさせながら使います。歯間をしっかりと効果的に洗浄できます。



届きにくい場所にも使いやすい

ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。



2つのモード、3段階の強さ設定

クリーンモード(標準水圧)とディープクリーンモード(一定間隔で強弱をつけた水圧)の2つのモードを選べます。また、強さも3段階からお好みで選べます。



簡単に注水できて、使用後も清潔

約250mLの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。取り外し可能で、簡単に注水できます。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。



水場や浴室でも使用可能

ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。(故障の原因となりますので、水や液体の中に浸けないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れをふき取ってください)

*画像はイメージです。

お好みで選べる2つの付属ノズル

カドストリームノズル 口内全体を徹底的に洗浄したい方に



X型水流で
広く歯間にそった洗浄

4方向にワイドに広がる水流で
歯垢をしっかりと取り除くことができます。

スタンダードノズル 強いパワフルな水圧がお好みの方に



気になるところを
ピンポイントで洗浄

ジェット水流で食べカスや
歯垢を取り除きます。




*画像はイメージです。

便利な機能

ペーサー機能(クリーンモード・ディープクリーンモード)

水流を15秒間隔で一時停止し、口腔内の次の場所に移動するタイミングをお知らせします。



歯間移動ガイド(ディープクリーンモードのみ)

一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。



製品の情報・症例を動画でご覧いただけます>>>>>



コードレスパワーフロッサー3000

HX3826/31 202550301

参考医院価格 13,000円
参考患者価格 14,000円

【本体仕様】

- 商品名:ソニックアークコードレスパワーフロッサー 3000
- 質量(本体+ノズル):約 290g
- 寸法(ノズル含む):高さ 306mm×幅68mm×奥行68mm
- 充電時間:約8時間
- 使用時間:約25分
- 電池の種類:リチウムイオン電池
- 防水加工:IPX7

【セット内容】

- 本体
- スタンダードノズル×1本
- カドストリームノズル×1本
- USB 電源アダプタ
- 充電ケーブル
- 専用ポーチ

パワーフロッサー用 替ノズル

カドストリームノズル2入
HX3062/00 202550303

参考医院価格 3,090円(税別)
参考患者価格 3,430円(税別)



スタンダードノズル2入
HX3042/00 202550302

参考医院価格 3,090円(税別)
参考患者価格 3,430円(税別)



ソニックアートライアルセット

歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・院内スタッフとご家族様を対象とした、お求めやすい価格のセットです。

※患者さん用と違いはございませんが、外箱に「医療従事者向け」のシールが貼付されております。
患者さんには販売できませんのでご注意ください。

※ご注文の際は専用注文書が必要です。お出入りのディーラー様へお問合せください。



ソニックアー
新トライアル
プロテクトクリーン
プロフェッショナル

202550501

[セット内容]

- 本体
- 充電器

※ブラシは別売りです。
口腔内の状態にあわせたブラシと
組み合わせてご使用ください。

参考医院価格 15,808円(税別)



ソニックアー
新トライアル
プロテクトクリーン4700
プロフェッショナル

202550502

[セット内容]

- 本体
- 充電器
- ソニックアー プレミアムガムケアブラシ
レギュラー × 1本

参考医院価格 11,192円(税別)



ソニックアー バリュー6

まとめ買いにおすすめの6セット入パックです。



ソニックアー
プロテクトクリーン
プロフェッショナル
バリュー6

202550152

[セット内容]

- 本体
- 充電器

※ブラシは別売りです。

[セット数]

6セット入

参考医院価格 98,800円(税別)



ソニックアー
プロテクトクリーン4700
プロフェッショナル
バリュー6

202550155

[セット内容]

- 本体
- 充電器
- ソニックアー プレミアム
ガムケアブラシレギュラー × 1本

[セット数]

6セット入

参考医院価格 69,950円(税別)



ソニックアー
キッズ
バリュー6

202550156

[セット内容]

- 本体
- 充電器
- ソニックアーキッズブラシ
ミニサイズ×2本
- ハンドルステッカー

[セット数]

6セット入

参考医院価格 54,100円(税別)



ソニックアー
新トライアル
キッズ

202550503

[セット内容]

- 本体
- 充電器
- ソニックアーキッズブラシ
ミニサイズ×2本
- ハンドルステッカー

参考医院価格 8,656円(税別)



ソニックアー
新トライアル
コードレスパワーフロッサー
3000

202550504

[セット内容]

- 本体
- スタンダードノズル×1本
- カドストリームノズル×1本
- USB電源アダプタ
- 充電ケーブル
- 専用ポーチ

参考医院価格 10,400円(税別)



ソニックアー スーパーバリュー 12

ご希望にお応えして、プロテクトクリーンプロフェッショナル12セット入をご用意いたしました。



ソニックアー
プロテクトクリーン プロフェッショナル
スーパーバリュー12

202550170

[セット内容]

- 本体
- 充電器

※ブラシは別売りです。

[セット数]

12セット入

参考医院価格 181,870円(税別)

